



## Cronómetro portátil DELTA E 200

### Cronómetro portátil DELTA E 200

- 65 memorias con evaluación, búsqueda rápida/memoria
- Gran pantalla LCD de 2,5 líneas con altura de caracteres de 7 mm
- Indicador de nivel de batería
- Ventanilla de función para LAP, SHORT-LAP, hora normal. Indicador de fecha, así como tiempo de split predeterminable a partir de la hora de tiempo real
- Tecla de selección de funciones MODE
- Pantalla y tecla de memoria.
- Función Pacer (1 - 300 pasos/min)
- Función Countdown
- Countdown y cronómetro se pueden utilizar al mismo tiempo.



Code	Description	Packaging
LLG09262530	Hand stopwatches,LCD-display, black	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

