

**Máquina de hielo con / sin depósito, refrigerada por aire****Scotsman / HIBU****Máquina de hielo con / sin depósito, refrigerada por aire**

Fabricada según la norma DIN ISO 9001. Para la preparación de escamas de hielo sólido y saturado de hielo frío higiénico, 0,5°C. Con control electrónico de la temperatura del hielo. Las unidades tienen una carcasa de acero inoxidable y un interior con recubrimiento antimicrobiano. Versiones refrigeradas por aire, con indicación de limpieza.

-Modelos MF sin depósito (pedir por separado)

-Modelos AF sin bomba de drenaje

-Modelos EF estándar con bomba de drenaje. La bomba de drenaje permite una instalación o puesta en marcha sin problemas de altura o distancia de drenaje.

Coloque su máquina de hielo justo donde se necesita, incluso más abajo de la salida de drenaje real (puede ser hasta 1,70 m más alta). Distancia a la salida de drenaje hasta 15 metros. El desagüe puede colocarse hasta 1,70 m más arriba.

-2 años de garantía.

Material de suministro: Máquina de hielo en escamas, 1 x pala

También disponible con compresor refrigerado por agua. Modelos alternativos disponibles a petición. Un modelo especialmente construido para el agua de grado laboratorio está disponible a petición.



Code	Description	Packaging
LLG09580009	Flake ice maker MF 26 up to 120 kg/24h,	1 pz.
LLG09580010	Storage container SB 193 for MF 26, MF	1 pz.
LLG09580049	Storage container SB 393 incl. cover ad	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

