

**Electrodos de pH SenTix[®], no rellenables****WTW****Electrodos de pH SenTix[®], no rellenables**

Electrodos de pH con cuerpo de vidrio y electrolito polimérico. Con cabezal enchufable (combinación de cable AS/DIN o AS/BNC que se solicita aparte). Ideal para mediciones de superficies.

Especificaciones**Rango de temperatura: 0 ... 50 °C****Rango de pH: 2 ... 13 pH****Long. / diam.: 120 / 12 mm****Electrolito: Polímero****Diafragma: Anillo divisor****Forma de la membrana: Plana****Resistencia de la membrana a 25°C: 1G[©]**

Code	Description	Packaging
LLG09040891	pH electrodes for surface measurementsS	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

