

**Electrodos de pH SenTix[®], no rellenables****WTW****Electrodos de pH SenTix[®], no rellenables**

Electrodos de pH con cuerpo de vidrio y electrolito polimérico. Con cabezal enchufable (combinación de cable AS/DIN o AS/BNC que se solicita aparte). Ideal para mediciones de superficies.

Especificaciones

Rango de temperatura: 0 ... 50 °C

Rango de pH: 2 ... 13 pH

Long. / diam.: 120 / 12 mm

Electrolito: Polímero

Diafragma: Anillo divisor

Forma de la membrana: Plana

Resistencia de la membrana a 25°C: 1G[©]



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09040891 | pH electrodes for surface measurementsS | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

