

**Estereomicroscopio, ST- 36C****Motic****Estereomicroscopio, ST- 36C**

- Tubo binocular, ángulo de visión de 45°, que gira 360°
- Ocular de campo amplio WF 10X/20 mm
- Intercambiador de objetivos C, 2X, 4X
- Mando de ajuste grueso
- Soporte de columna simple
- Iluminación LED, recargable (ST36-C6LED)
- Fuente de alimentación 100-240V, enchufe VDE (CE), incluye cargador y baterías (ST36-C6LED)
- Cable de red 220-240V, Enchufe VDE(CE)(ST36C-2L00)
- Piezas para la mesa negras, blancas y de cristal mate de 80 mm de diámetro, campana protectora del polvo



Code	Description	Packaging
LLG09727007	Stereomicroscope ST-36C-2LOOilluminatio	1 pz.
LLG09727008	Stereomicroscope ST-36C-2LOOilluminatio	1 pz.
LLG09727009	Stereomicroscope ST-36C-6LED Cordlessil	1 pz.
LLG09727010	Stereomicroscope ST-36C-6LED Cordlessil	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

