

**Estereomicroscopio, ST- 36C****Motic****Estereomicroscopio, ST- 36C**

- Tubo binocular, ángulo de visión de 45°, que gira 360°
- Ocular de campo amplio WF 10X/20 mm
- Intercambiador de objetivos C, 2X, 4X
- Mando de ajuste grueso
- Soporte de columna simple
- Iluminación LED, recargable (ST36-C6LED)
- Fuente de alimentación 100-240V, enchufe VDE (CE), incluye cargador y baterías (ST36-C6LED)
- Cable de red 220-240V, Enchufe VDE(CE)(ST36C-2L00)
- Piezas para la mesa negras, blancas y de cristal mate de 80 mm de diámetro, campana protectora del polvo



Code	Description	Packaging
LLG09727007	Stereomicroscope ST-36C-2LOOilluminatio	1 pz.
LLG09727008	Stereomicroscope ST-36C-2LOOilluminatio	1 pz.
LLG09727009	Stereomicroscope ST-36C-6LED Cordlessil	1 pz.
LLG09727010	Stereomicroscope ST-36C-6LED Cordlessil	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

