

**Electrodos de pH SenTix<sup>®</sup> Mic, rellenables****WTW****Electrodos de pH SenTix<sup>®</sup> Mic, rellenables**

Microelectrodos combinados de pH con cuerpo de vidrio y electrolito líquido. Con cabezal enchufable (combinación de cable AS/DIN o AS/BNC que se solicita aparte).

**Especificaciones**

**Rango de temperatura: 0 a 100 °C**

**Rango de pH: 0 a 14 pH**

**Long. / diam.: 40/80 mm // 12/5 mm**

**Electrolito: Líquido, KCl 3 mol/l**

**Diafragma: Cerámica**

**Forma de la membrana: Cilíndrica**

**Resistencia de la membrana a 25°C: 700 M $\Omega$**



Code	Description	Packaging
LLG09040892	Micro pH combined electrodes	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

