

**Tapas de desecador con botón, DURAN<sup>®</sup>****DURAN Group****Tapas de desecador con botón, DURAN<sup>®</sup>**

DURAN<sup>®</sup>. Vidrio transparente. Tapa de botón. Encajan en todas las bases de desecadores con la correspondiente brida plana. Estancas al vacío. DIN 13130.



Code	Description	Packaging
LLG09042319	Desiccator lids with knob,DURAN®,diam.	1 pz
LLG09042331	Desiccator lids with knob,DURAN®,diam.	1 pz
LLG09042338	Desiccator lids with knob,DURAN®,diam.	1 pz
LLG09042343	Desiccator lids with knob,DURAN®,diam.	1 pz
LLG09042347	Desiccator lids with knob,DURAN®,diam.	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

