

**Tapas de desecador con botón, DURAN[®]****DURAN Group****Tapas de desecador con botón, DURAN[®]**

DURAN[®]. Vidrio transparente. Tapa de botón. Encajan en todas las bases de desecadores con la correspondiente brida plana. Estancas al vacío. DIN 13130.



Code	Description	Packaging
LLG09042319	Desiccator lids with knob,DURAN®,diam.	1 pz
LLG09042331	Desiccator lids with knob,DURAN®,diam.	1 pz
LLG09042338	Desiccator lids with knob,DURAN®,diam.	1 pz
LLG09042343	Desiccator lids with knob,DURAN®,diam.	1 pz
LLG09042347	Desiccator lids with knob,DURAN®,diam.	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

