

**Balanzas de precisión modelo 572****Kern & Sohn****Balanzas de precisión modelo 572**

Serie de balanzas de laboratorio de precisión con carcasa robusta de aluminio-fundida a presión. Con visualizador rápido y elevada estabilidad de los resultados de la pesada. Los modelos disponen de muchas aplicaciones como p.ej. función de recipiente (pesada total neto), función de determinación del porcentaje, función del número de piezas, dispositivo de pesada bajo el suelo (adecuado para determinaciones del grosor), función de tara, unidades de pesada alternativas, expresión de protocolos GLP (pedir la impresora por separado). El programa de ajuste integrado CAL garantiza siempre la elevada precisión de la balanza (peso de prueba adaptado según se solicite).

Opcionalmente : impresora térmica, Akku-Pack externo, Calibrador DKD para balanzas y peso de prueba.



Code	Description	Packaging
LLG06227789	Electronic precision balance 572-37cap.	1 pz.
LLG06229315	Electronic precision balance 572-32cap.	1 pz.
LLG09900990	Electronic precision balance 572-31cap.	1 pz.
LLG09900991	Electronic precision balance 572-45cap.	1 pz.
LLG09901333	Electronic precision balance 572-33cap.	1 pz.
LLG09901335	Electronic precision balance 572-35cap.	1 pz.
LLG09901336	Electronic precision balance 572-49cap.	1 pz.
LLG09901354	Electronic precision balance 572-572410	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

