

**Macro cubetas para la medición de la absorción, rango VIS, vidrio óptico especial****Macro cubetas para la medición de la absorción, rango VIS, vidrio óptico especial**

Vidrio óptico especial 320 - 2500 nm. Ancho interior 9,5 mm. Grosor de la base 1,5 mm.

Tipo A: con tapa de PTFE

Tipo B: con tapa de vidrio pequeña

Tipo C: con tapa de vidrio normal

Tipo D: con tapón de PTFE / a partir de 40 mm con 2 tapones de PTFE



Code	Description	Packaging
LLG09144102	Macro cuvette 100-OS, 2mm thicknessopti	1 pz.
LLG09144110	Cuvets,optical special glass,12,5x45 mm	1 pz.
LLG09144120	Cuvets,optical special glass,12,5x45 mm	1 pz.
LLG09144140	Cuvettes 100-OS, 40 mm, special glass	1 pz.
LLG09144150	Cuvets,optical special glass,12,5x45 mm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

