



Macro cubetas para la medición de la absorción, rango VIS, vidrio óptico especial

Macro cubetas para la medición de la absorción, rango VIS, vidrio óptico especial

Vidrio óptico especial 320 - 2500 nm. Ancho interior 9,5 mm. Grosor de la base 1,5 mm.

Tipo A: con tapa de PTFE

Tipo B: con tapa de vidrio pequeña

Tipo C: con tapa de vidrio normal

Tipo D: con tapón de PTFE / a partir de 40 mm con 2 tapones de PTFE



Code	Description	Packaging
LLG09144102	Macro cuvette 100-OS, 2mm thicknessopti	1 pz.
LLG09144110	Cuvets,optical special glass,12,5x45 mm	1 pz.
LLG09144120	Cuvets,optical special glass,12,5x45 mm	1 pz.
LLG09144140	Cuvettes 100-OS, 40 mm, special glass	1 pz.
LLG09144150	Cuvets,optical special glass,12,5x45 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

