

**Macro cubetas para medición de absorción, rango NIR, vidrio de cuarzo Extended Range****Macro cubetas para medición de absorción, rango NIR, vidrio de cuarzo Extended Range**

Vidrio de cuarzo Extended Range, Rango de longitud de onda: 200 - 3500 nm.
Ancho interior 9,5 mm. Grosor de la base 1,5 mm.

Tipo A: con tapa de PTFE

Tipo B: con tapa de vidrio pequeña

Tipo D: con tapón de PTFE / a partir de 40 mm con 2 tapones de PTFE



Code	Description	Packaging
LLG06052763	Celle per Misure Assorbimento, a Flusso	1 pz.
LLG06086375	Cell x Absorption Meas. NIR-Range, macro	1 pz.
LLG06302993	Celle per Misure Assorbimento, Range-NI	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

