



Macro cubetas para medición de absorción, rango NIR, vidrio de cuarzo Extended Range

Macro cubetas para medición de absorción, rango NIR, vidrio de cuarzo Extended Range

Vidrio de cuarzo Extended Range, Rango de longitud de onda: 200 - 3500 nm.
Ancho interior 9,5 mm. Grosor de la base 1,5 mm.

Tipo A: con tapa de PTFE

Tipo B: con tapa de vidrio pequeña

Tipo D: con tapón de PTFE / a partir de 40 mm con 2 tapones de PTFE



Code	Description	Packaging
LLG06052763	Celle per Misure Assorbimento, a Flusso	1 pz.
LLG06086375	Cell x Absorption Meas. NIR-Range, macro	1 pz.
LLG06302993	Celle per Misure Assorbimento, Range-NI	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

