



**Macro cubetas para medición de absorción, rango NIR, vidrio de cuarzo Extended Range**

**Macro cubetas para medición de absorción, rango NIR, vidrio de cuarzo Extended Range**

Vidrio de cuarzo Extended Range, Rango de longitud de onda: 200 - 3500 nm. Ancho interior 9,5 mm. Grosor de la base 1,5 mm.

Tipo A: con tapa de PTFE

Tipo B: con tapa de vidrio pequeña

Tipo D: con tapón de PTFE / a partir de 40 mm con 2 tapones de PTFE



Code	Description	Packaging
LLG06052763	Celle per Misure Assorbimento, a Flusso	1 pz.
LLG06086375	Cell x Absorption Meas. NIR-Range, macro	1 pz.
LLG06302993	Celle per Misure Assorbimento, Range-NI	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

