

**Balanzas, electrónicas, analíticas, serie ABT****Kern & Sohn****Balanzas, electrónicas, analíticas, serie ABT**

Balanzas analíticas y semimicrobalanzas adecuadas para verificación.

Todos los modelos tienen una función de ajuste automático de la calibración mediante una pesa de calibración interna, accionada por motor. Es posible registrar en cualquier momento los datos de pesaje o calibración conforme a ISO / GLP mediante una impresora accesoria (no suministrada) o una interfaz de datos (RS232-C bidireccional). Además, las balanzas disponen de funciones de formulación, recuento de piezas y determinación de porcentajes, así como de una plataforma de pesaje empotrada. Todos los modelos se suministran con un moderno protector contra corrientes de aire totalmente de vidrio con puertas deslizantes a la izquierda, a la derecha y arriba.

También están disponibles con certificado DKD, ionizador, impresora térmica, impresora estadística con un coste adicional.

Tecnología avanzada de una sola célula:

- Célula de pesaje fabricada totalmente automática de una sola pieza de material
- Comportamiento estable de la temperatura
- Tiempo de estabilización corto: Valores de peso estables dentro de aprox. 4 seg. en condiciones de laboratorio
- Construcción a prueba de golpes
- Alto rendimiento de carga en las esquinas

Plato de acero inoxidable: 80 mm diám.

Espacio de pesada (An x L x Alt): 168 x 172 x 223 mm

Dimensiones (An x L x Alt): 217 x 356 x 338 mm

Fuente de alimentación: 220 V



Code	Description	Packaging
LLG06241274	Analytical balance ABT 100-5Mwith Singl	1 pz.
LLG09900957	analyse balance ABT 320-4Mwith Single-C	1 pz.
LLG09900958	analyse balance ABT 120-5DMwith Single-	1 pz.
LLG09900959	analyse balance ABT 220-5DMwith Single-	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

