



### Mantas calefactoras electrónicas de múltiples tamaños, a prueba de derrames, serie EMX

Revestimiento de acero inoxidable sólido, que protege contra los derrames de líquidos y es fácil de limpiar, con una abertura central para alojar un frasco de fondo redondo y en forma de pera y embudos de 60°. La caja exterior de polipropileno es resistente y químicamente resistente. Es muy eficiente para calentar hasta una temperatura de elemento de 450 °C. Incluso a plena potencia, el exterior permanece "frío al tacto" debido al buen aislamiento del elemento calefactor. Todas las mantas calefactoras tienen una abrazadera de soporte para barras de hasta 12 mm de diámetro, y están doblemente protegidas con una pantalla de toma de tierra para proteger al usuario de las descargas eléctricas. Están disponibles en modelos de 220-240 V 50/60 Hz; se pueden solicitar cartuchos calefactores de repuesto.

Para frascos de fondo redondo, frascos en forma de pera y embudos de 60° (la manta está abierta en la parte inferior).



Code	Description	Packaging
LLG09643081	Heating mantle spillproof+450°C, cap. 5	1 pz.
LLG09643083	Heating mantle spillproof+450°C, cap. 2	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

