




Mantas calefactoras electrónicas de múltiples tamaños, en forma de V, serie EMV

Electrothermal

**Mantas calefactoras electrónicas de múltiples tamaños, en forma de V, serie EMV**

Sólidas, con revestimiento de malla de acero inoxidable, que protege contra los derrames de fluidos, con abertura central para alojar un frasco de fondo redondo y en forma de pera y embudos de 60°. La carcasa exterior de polipropileno es resistente y químicamente resistente. Es muy eficaz para calentar hasta una temperatura máxima del elemento de 450°C. Incluso a plena potencia, el exterior permanece "frío al tacto" debido al buen aislamiento del elemento calefactor. Todas las mantas calefactoras tienen una abrazadera de soporte para varillas de hasta 12 mm de diámetro, y están doblemente protegidas por una pantalla de toma de tierra para proteger al usuario de las descargas eléctricas. Disponibles en modelos de 220-240 V 50/60 Hz; se pueden solicitar cartuchos calefactores de repuesto.

Para frascos de fondo redondo, frascos en forma de pera y embudos de 60° (la manta está abierta en la parte inferior).



Code	Description	Packaging
LLG09643072	Multi heating mantle+450°C, cap.10 - 50	1 pz.
LLG09643073	Multi heating mantle+450°C, cap.100 - 2	1 pz.
LLG09643074	Multi heating mantle+450°C, cap. 500 -	1 pz.
LLG09643075	Multi heating mantle+450°C, cap. 1000-5	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

