

**Mantas calefactoras electrónicas con agitación, serie EMA****Electrothermal****Mantas calefactoras electrónicas con agitación, serie EMA**

Control de calefacción ajustable incorporado hasta una temperatura de elemento de 450°C y control de agitación magnética hasta aprox. 520rpm con posibilidad de retroceso automático y trampa de barra agitadora automática; la unidad agitadora tiene una fuente de alimentación independiente. La caja exterior de polipropileno es robusta y resistente a los productos químicos. Incluso a plena potencia, el exterior permanece "frío al tacto" debido al buen aislamiento del elemento calefactor. Todas las mantas calefactoras tienen abrazaderas de soporte para varillas de hasta 12mm de diámetro, y están doblemente fusionadas, con pantalla con toma de tierra para proteger al usuario de las descargas eléctricas. Disponibles en modelos de 220-240 V 50/60 Hz; se pueden solicitar cartuchos calefactores de repuesto.



Code	Description	Packaging
LLG09643122	Stirrer heating mantles,PP,+450°C,cap.	1 pz.
LLG09643123	Stirrer heating mantles,PP,+450°C,cap.	1 pz.
LLG09643124	Stirrer heating mantles,PP,+450°C,cap.	1 pz.
LLG09643125	Stirrer heating mantles,PP,+450°C,cap.	1 pz.
LLG09643126	Stirrer heating mantles,PP,+450°C,cap.	1 pz.
LLG09643127	Stirrer heating mantles,PP,+450°C,cap.	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

