

**CajasQualitix®****SOCOREX ISBA SA****CajasQualitix®**

La línea Qualitix® de Socorex está hecha exclusivamente de polipropileno libre de metales, virgen, de alto grado. El moldeo por inyección de precisión cuida el ajuste hermético. Los estrictos procedimientos de calidad aseguran la consistencia lote por lote.

- Amplia selección, calidad superior
  - El filtro de alta densidad evita la contaminación por aerosoles
  - Puntas libres de DNAsa, RNAsa, ATP y pirógenos
  - Compatibilidad con varias marcas de pipetas
- Esterilizables en autoclave. Cajas vacías para puntas con tapa.



Code	Description	Packaging
LLG09411503	Autoclaving box for 24x10 ml macrotip/4	4 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

