

**Soluciones tampón de pH DIN 19266**

Reagecon Diagnostics Ltd.

Soluciones tampón de pH DIN 19266

Soluciones de tampón de pH de valor DIN, claras e incoloras. Testadas a 25 ° C y certificadas por el método de prueba acreditado. ISO 17025 de Reagecon. Trazables por NIST y presentadas en botellas de 500 ml.

Otros tamaños de envases disponibles bajo petición.



Code	Description	Packaging
LLG07900066	Buffer solution pH 6.865500 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

