

**Soluciones tampón de pH DIN 19266**

Reagecon Diagnostics Ltd.

**Soluciones tampón de pH DIN 19266**

Soluciones de tampón de pH de valor DIN, claras e incoloras. Testadas a 25 ° C y certificadas por el método de prueba acreditado. ISO 17025 de Reagecon. Trazables por NIST y presentadas en botellas de 500 ml.

**Otros tamaños de envases disponibles bajo petición.**



Code	Description	Packaging
LLG07900066	Buffer solution pH 6.865500 ml	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

