



Soluciones tampón de pH

Soluciones tampón de pH

Soluciones de tampón de pH transparentes e incoloras. Testadas a 25 ° C y certificadas por el método de prueba acreditado ISO 17025 de Reagecon. Trazables por NIST y presentadas en varios tamaños de envase.



Code	Description	Packaging
LLG06230341	Buffer solution pH 11.0025°C, 500 ml	500 ml



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

