

**Banco de secado para portaobjetos, MH 6616****Electrothermal****Banco de secado para portaobjetos, MH 6616**

El banco de secado MH 6616 es adecuado para la preparación de muestras en portaobjetos para ser posteriormente observadas en un microscopio.

Complementa tanto el dispensador de parafina y el baño de flotación de la sección de parafina para acabar creando un conjunto de muestreo de parafina ideal para cualquier moderno laboratorio. Aceptando hasta 50 portaobjetos (26 x 76mm), tiene la facilidad para secarlas en diversas orientaciones - a través de las barras de soporte de secado, angulares desde las barras, o plano sin las barras.

-Capacidad de hasta 50 portaobjetos

-Los portaobjetos pueden colocarse en diferentes orientaciones

-Regulador de energía incorporado que controla la temperatura hasta 100 ° C

Material: Base y parte superior de aluminio pintado en polvo

Temperatura máxima: 100 °C

Dimensiones (An x L x Alt): 180 x 390 x 95 mm

Peso: 1.8 kg

Fuente de alimentación: 230 V, 50 / 60Hz, 150 W



Code	Description	Packaging
LLG09770106	Slide drying bench,435x178x75 mmfor upt	1 pz.
LLG09770108	Spare heating element	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

