

**Estereomicroscopio digital, DM-143-FBGG****Motic****Estereomicroscopio digital, DM-143-FBGG**

- Sistema óptico de zoom Greenough
- Cabeza binocular, inclinado 45° con cámara digital incorporada CMOS 1/2 "chip
- Resolución de la cámara de 3MP - 2048x1536 píxeles con conexión USB 2.0
- Ocular Widefield WF10x / 20mm
- Rango del zoom de 4:1, WD = 80 mm
- Ampliación: 1x-4x
- FBGG: Área de trabajo grande y soporte tipo polo
- Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión
- Iluminación halógena incidente y transmitida con control de intensidad de 12V/10W
- Fuente de alimentación 100V-240V (CE)
- Platina negra/blanca y de vidrio esmerilado, filtro azul y cubierta antipolvo
- Incluye software Motic Image Plus 3.0 ML para Windows y Mac
- Escala de calibrado





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

