

**Pinzas para frascos para cestas de suspensión Sonorex****Bandelin****Pinzas para frascos para cestas de suspensión Sonorex**

Acero inoxidable. Adecuados para cestas de suspensión y soportes de instrumentos con malla de hasta 12,5 mm x 12,5 mm y para el soporte de vidrio GL para DT...F. Imprescindibles para la fijación de frascos de laboratorio.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09877651 | Clamp, stainless steel EK 10for flasks | 1 pz. |
| LLG09877653 | Clamp, stainless steel EK 25for flasks | 1 pz. |
| LLG09877655 | Clamp, stainless steel EK 50for flasks | 1 pz. |
| LLG09877657 | Clamp, stainless steel EK 100for flasks | 1 pz. |
| LLG09877658 | Clamp, stainless steel EK 250for flasks | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

