

**Pinzas para frascos para cestas de suspensión Sonorex****Bandelin****Pinzas para frascos para cestas de suspensión Sonorex**

Acero inoxidable. Adecuados para cestas de suspensión y soportes de instrumentos con malla de hasta 12,5 mm x 12,5 mm y para el soporte de vidrio GL para DT...F. Imprescindibles para la fijación de frascos de laboratorio.



Code	Description	Packaging
LLG09877651	Clamp, stainless steel EK 10for flasks	1 pz.
LLG09877653	Clamp, stainless steel EK 25for flasks	1 pz.
LLG09877655	Clamp, stainless steel EK 50for flasks	1 pz.
LLG09877657	Clamp, stainless steel EK 100for flasks	1 pz.
LLG09877658	Clamp, stainless steel EK 250for flasks	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

