

**Estereomicroscopio con zoom SMZ-168****Motic****Estereomicroscopio con zoom SMZ-168**

Solución versátil de estereomicroscopio Greenough para una amplia gama de aplicaciones biológicas y de ciencias de los materiales.

- Binocular de tubo de observación - / Fototubo 35°, 360° giratorio, F.N. 23
- División óptica: 100 % visual o 100 % de salida de fotos / ocular derecho
- Oculares de campo ancho WF10X/23 mm, ajuste de dioptrías en los dos tubos del ocular
- Relación de zoom de 6,7:1, WD=113 mm
- Gama de aumentos: 7,5X-50X
- Posible aumento con objetivos adicionales de 2,3X hasta 100X
- Soporte de luz incidente y transmitida con placa base ancha y soporte de cabezal
- Enfoque grueso, ajustable
- Luz incidente y transmitida halógena regulable 12 V/10 W o 3 W LED
- Alimentación 100-240 V, enchufe VDE (CE)

Material de suministro: Placas de cristal blanco/negro y esmerilado, oculares, cubierta antipolvo

ATENCIÓN: No se incluyen la cámara ni los adaptadores de montaje C.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

