

**Termómetro por infrarrojos Testo serie 826****Testo****Termómetro por infrarrojos testo serie 826**

Utilice el termómetro infrarrojo testo 826-T2 para medir la temperatura de sus productos y palets de mercancías de una manera no destructiva, todo en cuestión de segundos.

El termómetro de infrarrojos de penetración testo 826-T4 permite escanear rápidamente la temperatura mediante medición infrarroja sin dañar los productos.

TopSafe está incluido en la entrega

**Especificaciones**

**Precisión:  $\pm 1,5$  °C (-20 a +100 °C)**

**$\pm 2$  °C o 2 % del valor medido (rango restante)**

**Resolución: 0,1 °C**

**Temperatura de trabajo: -20 hasta + 50°C**

**Temperatura de almacenamiento: -40 hasta +70°C**

**Peso: 80 g**

**Fuente de alimentación: 2 micro pilas AAA**



Code	Description	Packaging
LLG06258917	Infrared thermometer testo 826-T2 incl.	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

