

**Tubos de centrifuga LLG, 5ml, PP****LLG Labware****Tubos de centrifuga LLG, 5ml, PP**

Los tubos de centrifuga LLG de 5 ml representan la solución perfecta para todas las aplicaciones de laboratorio que requieren incubación, centrifugación y manipulación de muestras en un rango de volumen intermedio. Disponibles en transparente y ámbar para su uso con muestras sensibles a la luz.

- Máx. 25000 x g, adecuados para la centrifugación de alta velocidad
- Graduaciones cada 0,25 ml para una fácil estimación del volumen
- Tapa plana y esmerilada y gran bloc de notas para etiquetar e identificar las muestras
- Autoclavables
- Se adaptan a todos los rotores y gradillas con capacidad para tubos cónicos de 15 ml, sin necesidad de adaptadores
- Certificados como libres de RNAsa y DNAsa





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

