




## Probetas, PMP, clase A, KB

### Probetas, PMP, clase A, KB

Forma alta. Altamente transparente, con graduación en relieve. Anillo marcado en los puntos de graduación principales. Las probetas se entregan con un certificado de lote que incluye el número de lote y la capacidad nominal real determinada con indicaciones de las condiciones de prueba. El número de lote y el año de fabricación se imprimen en cada cilindro. Las desviaciones finales a la capacidad nominal están claramente dentro de las tolerancias requeridas de la clase A según DIN 12681 e ISO 6706. Las probetas de PMP soportan la exposición a temperaturas de hasta 121 ° C (autoclave) sin pérdida permanente de tolerancia. A petición también con certificado de calibración DAKKS o certificado individual.



Code	Description	Packaging
LLG09274348	Measuring cylinders 500mlPMP	1 pz.
LLG09274354	Measuring cylinders1000ml, PMP	1 pz.
LLG09274362	Measuring cylindersPMP, 2000ml	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

