

**Bombas peristálticas Ecoline****Ismatec****Bombas peristálticas Ecoline**

Flujo de 0,003 a 5400 ml/min. Bomba de tubo robusta y económica con un gran rango de flujo. Carcasa de acero inoxidable. Fácil manejo. Para todas las aplicaciones en el laboratorio y la industria. Accionamiento controlado por microprocesador y digipot de 2 dígitos para un ajuste preciso de la velocidad. Interfaz analógica para el arranque / parada y dirección de rotación (contacto libre de potencial), así como para la velocidad (0 a 5 V, 0 a 10 V o 0 a 20 mA, 4 a 20 mA). Accionamiento de velocidad variable.

**Ecoline VC-280:**

Modelo de accionamiento económico, básico y de un solo canal para caudales de hasta 5,4 l/min con velocidad variable.

**Ecoline VC-280, Ecoline VC-360 y VC-380:**

Bombas de tubo de 1 canal, para tubo de 1,6 mm de espesor de pared.

**Ecoline VC-281 y VC381:**

Bombas de tubo de 1 canal, para tubo de 2,4 mm de espesor de pared.

**Accionamiento de Ecoline VC sin cabezales de bomba:**

-combinable con cabezales de bomba Easy-Load®, MS/CA 8-6 y MS/CA 4-12.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

