



## Termómetro combinado de penetración y de infrarrojos TLC 750i

### Termómetro combinado de penetración y de infrarrojos TLC 750i

Práctico termómetro de infrarrojos resistente al agua con un amplio rango de medición para la medición sin contacto de la temperatura de la superficie y la medición segura de la temperatura del núcleo con la sonda de penetración plegable. Para mediciones de temperatura precisas y con ahorro de tiempo en la entrada de mercancías, producción y almacenamiento de mercancías y alimentos diversos. Conforme a HACCP y DIN EN 13485. Con baterías y certificado de calibración de fábrica.

- Pantalla con retroiluminación para lectura en entornos oscuros
- La pantalla puede estar al revés para la lectura de ambos lados
- Puntero láser doble

#### Especificaciones

**Rango de medición: -50 a +250 °C**

**Precisión del infrarrojo:  $\pm 4$  °C (-50 a -30,1 °C)**

**$\pm 2,5$  °C (-30 a -18,1 °C)**

**$\pm 1,5$  °C (-18 a -0,1 °C)**

**$\pm 1,0$  °C (0 a +65 °C)**

**$\pm 2,0$  °C o 2 % (+65 a +250 °C)**

**Precisión de la sonda de penetración:  $\pm 0,5$  °C (-30 to +99 °C)**  
de lo contrario  $\pm 1$  °C (1 %), se aplica el valor mayor

**Resolución:**

**Distancia: ratio de puntos: 0,1 °C**

**8 : 1**

**Sensor: tipo T**

**Temperatura de trabajo: -25 a +50 °C**

**Dimensiones (L x An x Alt): 169,5 x 44 x 23 mm**

**Peso: aprox. 140 g**

**Fuente de alimentación: 2 x AAA (Micro), reemplazables**

**Desconexión: automático después de 15 seg., desactivable**

**Grado de protección: IP 65**



Code	Description	Packaging
LLG06289927	Counting system, 30kg / 0,1 g, 450x350	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

