

**Cabezales rotativos para MCP-CPF-Process y Reglo-CPF Digital****Ismatec****Cabezales rotativos para MCP-CPF-Process y Reglo-CPF Digital**

Cabezales rotativos para la serie RH:

Carcasa: Kynar (Tefzel posible bajo petición)

Conexión: Tuerca de unión para 6 - 6,4 mm AD tubo / LF = UNF 1/4 "-28

Temperatura máx.: 100 °C

Buje y pistón: cerámica





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

