

**BOLA****Desecadores Mini Basic/Premium, policarbonato**

Los desecadores SICCO se han diseñado para almacenar o secar productos sensibles a la humedad utilizando gel de sílice. Su hermética puerta impide que el contenido se contamine de las impurezas ambientales. Las condiciones en el interior son óptimas para guardar los materiales de referencia, muestras reponibles, muestras metalográficas, hojas de tabaco y ciertas muestras de ADN.

Desecador Mini Premium que incluye 2 bandejas intermedias, higrómetro, patas antideslizantes**Ventajas del producto:**

- Puerta One Touch con junta periferica
- construcción robusta y ligera
- cuerpo transparente, irrompible de policarbonato rígido
- visibilidad total por todos lados
- puerta giratoria con ángulo de abertura espacioso
- peso escaso, transportable
- apilable
- gel de sílice en una dosis práctica que se puede volver a cerrar, contenido en el material de suministro
- Carga máxima en caso de carga plana: 3 kg

**Aplicaciones:**

ideal para piezas pequeñas, muy manejable
Tres modelos (uno, dos o tres compartimentos fijos).

Especificaciones

Paneles: transparentes

Resistencia a la temperatura: desde -35°C hasta +70°C



Code	Description	Packaging
LLG09042646	Desiccator cabinet,transparent PC,size	1 pz.
LLG09042647	Desiccator cabinet,transparent PC,size	1 pz.
LLG09042648	Desiccator cabinet,transparent PC,size	1 pz.
LLG09042652	Sicco Mini 1 Premium desiccator, PC	1 pz.
LLG09042653	Sicco Mini 2 Premium desiccator, PC	1 pz.
LLG09042654	Sicco Mini 3 Premium desiccator, PC	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

