



## Medidor de pH de bolsillo Elite pH / Elite pH Spear

### Medidor de pH de bolsillo Elite pH / Elite pH Spear

Mida simultáneamente el pH y la temperatura con un medidor de bolsillo diseñado para proporcionar mediciones precisas sobre la marcha para una variedad de aplicaciones. El medidor de bolsillo Elite pH tiene un tapón de base ancha transparente y a prueba de fugas para colocar en posición vertical con indicador de línea de llenado. El medidor de bolsillo Elite pH Spear cuenta con un sensor de poro abierto de punta de lanza. Este medidor robusto y fácil de usar es ideal para la medición directa de muestras sólidas o semisólidas.

- Calibración de 1 pulsación
- Pantalla grande de 4 dígitos de doble línea
- Pantalla gráfica retroiluminada
- Lecturas con Auto-hold
- Teclado fácil de manejar e intuitivo
- Apagado automático

### Material de suministro:

**Elite pH y Elite pH Spear:** Medidor incl. baterías, cordón de sujeción

**Elite pH Kit y Elite Spear Kit:** Medidor incl. pilas, cordón, estuche de transporte blando, juego de sobres tampón (pH 4,01; 7,00; 10,01, agua desionizada, 5 x 20 ml cada uno)

### Especificaciones Elite pH // pH Spear

**Rango de pH:**

**Resolución:**

**Precisión: -1,00 ... 15,00**

**0,01 pH**

**±0,01 pH ±1 LSD**

**Puntos de calibración del pH: 1 ... 3 puntos**

**Rango de temperatura: 0 ... 60 °C**

**Resolución: 0,1 °C**

**Precisión: 0 ... 50 °C (±0,5 °C + 1 LSD)**

**50 ... 60 °C (±1,0 °C + 1 LSD)**

**Temperatura de trabajo:**

**Humedad relativa: 5 ... 45 °C**

**5 ... 85 %, sin condensación**

**Compensación de temperatura: ATC // MTC**

**Dimensiones (An x L x Alt):**



**Peso: 200 x 45 x 36 mm // 280 x 45 x 36 mm**  
**160 g // 150 g**  
**Fuente de alimentación: 4 pilas x AAA 1,5 V**  
**Grado de protección: IP 67**

<b>Code</b>	<b>Description</b>	<b>Packaging</b>
LLG06290131	Elite pH pocket tester batteries, laynar	1 pz.
LLG06290136	Elite pH spear pocket tester batteries,	1 pz.
LLG06290142	Elite pH spear pocket tester batteries,	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

