



Medidor de temperatura, digital, testo 925

Testo

Medidor de temperatura, digital, testo 925

Sin sonda. Económico. Muy robusto. 1 canal de medición. **Con batería y protocolo de calibración.** Para °C, °F, K. Función de retención e indicador de batería.

Sondas para medidor de temperatura testo 925:

- Sonda de inmersión/penetración a prueba de agua
- Sonda de inmersión precisa y rápida, a prueba de agua
- Sonda de superficie de reacción rápida
- Sonda de aire robusta y económica

Rango de medición: -50 ... +1000°C

Sonda: Tipo K (NiCr-Ni)

Precisión (± 1 dígito): -40 a +900°C : $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, $\pm 0,3\%$

rango restante: $\pm 0,7^{\circ}\text{C}$, $0,5\%$

Fuente de alimentación: 9V, 6F22



Code	Description	Packaging
LLG09718011	Protective cover	1 pz.
LLG09718200	NiCr-Ni imm./penetration sensor,waterpr	1 pz.
LLG09718202	Immersion probe TE, type K+60...+1000°C	1 pz.
LLG09718222	NiCr-Ni surface sensor	1 pz.
LLG09718230	NiCr-Ni air sensor, robust	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

