

**Medidor de temperatura, digital, testo 925****Testo****Medidor de temperatura, digital, testo 925**

Sin sonda. Económico. Muy robusto. 1 canal de medición. **Con batería y protocolo de calibración.** Para °C, °F, K. Función de retención e indicador de batería.

Sondas para medidor de temperatura testo 925:

- Sonda de inmersión/penetración a prueba de agua
- Sonda de inmersión precisa y rápida, a prueba de agua
- Sonda de superficie de reacción rápida
- Sonda de aire robusta y económica

Rango de medición: -50 ... +1000°C

Sonda: Tipo K (NiCr-Ni)

Precisión (± 1 dígito): -40 a +900°C : $\pm 0,5^\circ\text{C}$, $\pm 0,3\%$

rango restante: $\pm 0,7^\circ\text{C}$, $0,5\%$

Fuente de alimentación: 9V, 6F22



Code	Description	Packaging
LLG09718011	Protective cover	1 pz.
LLG09718200	NiCr-Ni imm./penetration sensor,waterpr	1 pz.
LLG09718202	Immersion probe TE, type K+60...+1000°C	1 pz.
LLG09718222	NiCr-Ni surface sensor	1 pz.
LLG09718230	NiCr-Ni air sensor, robust	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

