

**Medidor de temperatura, digital, testo 925****Testo****Medidor de temperatura, digital, testo 925**

Sin sonda. Económico. Muy robusto. 1 canal de medición. **Con batería y protocolo de calibración.** Para °C, °F, K. Función de retención e indicador de batería.

Sondas para medidor de temperatura testo 925:

- Sonda de inmersión/penetración a prueba de agua
- Sonda de inmersión precisa y rápida, a prueba de agua
- Sonda de superficie de reacción rápida
- Sonda de aire robusta y económica

Rango de medición: -50 ... +1000°C

Sonda: Tipo K (NiCr-Ni)

Precisión ( $\pm 1$  dígito): -40 a +900°C :  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ ,  $\pm 0,3\%$

rango restante:  $\pm 0,7^\circ\text{C}$ ,  $0,5\%$

Fuente de alimentación: 9V, 6F22



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09718011 | Protective cover                        | 1 pz.     |
| LLG09718200 | NiCr-Ni imm./penetration sensor,waterpr | 1 pz.     |
| LLG09718202 | Immersion probe TE, type K+60...+1000°C | 1 pz.     |
| LLG09718222 | NiCr-Ni surface sensor                  | 1 pz.     |
| LLG09718230 | NiCr-Ni air sensor, robust              | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

