

**Termómetro digital testo 110****Testo****Termómetro digital testo 110**

Sin sonda. Para usar con las sondas de sensor NTC accesorias (opcional). Para mediciones de control en la industria alimentaria y laboratorios. Características: Lectura de °C conmutable, con función de retención, indicador de batería baja y apagado automático de ahorro de batería después de un período sin uso. Con batería y certificado de calibración.

Precisión: Precisión del sistema mediante sondas de inmersión/penetración.

Rango de medición: -50 a +150 °C

Sonda: $\pm 0,2$ °C (-20 a +80 °C)

$\pm 0,3$ °C (rango restante)

Precisión: 0,1 °C

Fuente de alimentación: batería de bloque 9V



Code	Description	Packaging
LLG09851352	Penetration probe with special handleNT	1 pz.
LLG09851716	NTC immersion/penetration sensor	1 pz.
LLG09851720	NTC surface probewaterproof, -50...+150	1 pz.
LLG09851723	NTC air probe-50...+150°C,for testo 110	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

