



Medidor de bolsillo multiparámetro Elite PCTS

Medidor de bolsillo multiparámetro Elite PCTS

El medidor de bolsillo Elite PCTS muestra simultáneamente pH, conductividad/TDS/salinidad con temperatura. Con tapa de base ancha transparente y estanca para colocar en posición vertical con indicador de línea de llenado.

- Calibración de 1 pulsación
- Pantalla grande de 4 dígitos de doble línea
- Pantalla gráfica retroiluminada
- Lecturas de autocontrol
- Teclado fácil de manejar e intuitivo
- Apagado automático

Material de suministro:

Elite PCTS: medidor incl. baterías, cordón

Kit Elite PCTS: medidor incl. baterías, cordón, estuche de transporte blando, juego de sobres tampón (pH 4.01, 7.00, 10.01, agua desionizada, 5 x 20 ml cada uno), sobres de estándar de conductividad CTS (5 x 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ KCl y 5 x 2764 $\mu\text{S}/\text{cm}$ KCl)

Especificaciones

pH:

Resolución:

Precisión:

Tipo de calibración: -1,00 ... 15,00

0,01

$\pm 0,01 + 1$ LSD

punto a punto

Conductividad: 0,0 ... 200,0 μS / 200 ... 2000 μS / 2,00 ... 20,00 mS

Resolución:

Precisión:

Puntos de calibración: 0,1 μS / 1 μS / 0,01 mS

± 1 % escala completa

1 ... 3 puntos

TDS: 0,0 ... 100,0 ppm / 100 ... 1000 ppm / 0,10 ... 10,00 ppt

Resolución:

Precisión: 0,1 ppm / 1 ppm / 0,01 ppt

± 1 % escala completa

Puntos de calibración: 1 ... 3 puntos

Salinidad:

Resolución:

Precisión: 0,00 ... 10,00 ppt

0,10 ppt

± 1 % escala completa

Puntos de calibración: 1 punto

Temperatura:

Resolución: 0 ... 60,0 $^{\circ}\text{C}$

0,1 $^{\circ}\text{C}$



Precisión: 0 ... 50 °C (±0,5 °C + 1 LSD)

50 ... 60 °C (±1,0 °C + 1 LSD)

Temperatura de trabajo:

Humedad relativa: 5 ... 45 °C

5 ... 85 %, sin condensación

Compensación de temperatura: ATC

Dimensiones (An x L x Alt):

Peso: 200 x 45 x 36 mm

160 g

Fuente de alimentación:

Clase de protección: 4 pilas x AAA 1,5 V

IP 67

Code	Description	Packaging
LLG06290135	Elite pH/conductivity/TDS/salinity pocke	1 pz.
LLG06290140	Elite conductivity/TDS/salinity pocket t	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

