

**Agitador magnético Cimarec i Maxi Direct**

Thermo Scientific

Agitador magnético Cimarec i Maxi Direct

Sin calefacción. Sin desgaste por ausencia de motor, encapsulado en bastidor hermético de acero inoxidable, fácil de limpiar. Régimen de revoluciones independiente de la carga, incluso con viscosidades variables. Con superficie útil grande y un campo magnético potente y de mayor alcance. No indicado para incubadores. Con fuente de alimentación.

Especificaciones**Posición de agitación:****Rango de revoluciones: 1****80 - 2000 1/min****Condiciones ambientales permitidas: -10 a +40°C con 95 % de humedad relativa****Carcasa:: Acero fino****Grado de protección: IP 64**

Code	Description	Packaging
LLG09720618	Magnetic stirrer MAXI DIRECT,with power	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

