

**Agitador magnético de varias posiciones, Cimarec i Poly 15**

Sin calefacción. Con accionamiento por inducción electrónico no mecánico. Con 15 espacios de agitación, por ejemplo, para 6 frascos de erlenmeyer de 1 litro o 15 vasos de precipitados de 250 ml. Para la detección masiva y aplicaciones biológicas, incluso en incubadoras de humedad. Con controlador incorporado, indicador digital de velocidad y accionamiento de arranque suave. Con adaptador de red.

Especificaciones

Volumen máx. de agitación (H₂O): 3 l

Potencia del motor: 10 W

Posiciones de agitación: 15

Rango de velocidad: 130 ... 990 min⁻¹

Temperatura ambiente admisible: -10 ... 40 °C

Humedad permitida: 95 %

Pantalla: digital

Dimensiones (An x L x Alt): 240 x 420 x 35 mm

Peso: 6 kg

Grado de protección: IP 32

Fuente de alimentación: 115/230 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG09720650	Magnetic stirrer POLY 15grey, with 15 s	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

