

**Agitador magnético de varias posiciones, Cimarec i Poly 15**

Sin calefacción. Con accionamiento por inducción electrónico no mecánico. Con 15 espacios de agitación, por ejemplo, para 6 frascos de erlenmeyer de 1 litro o 15 vasos de precipitados de 250 ml. Para la detección masiva y aplicaciones biológicas, incluso en incubadoras de humedad. Con controlador incorporado, indicador digital de velocidad y accionamiento de arranque suave. Con adaptador de red.

**Especificaciones**

**Volumen máx. de agitación (H<sub>2</sub>O): 3 l**

**Potencia del motor: 10 W**

**Posiciones de agitación: 15**

**Rango de velocidad: 130 ... 990 min<sup>-1</sup>**

**Temperatura ambiente admisible: -10 ... 40 °C**

**Humedad permitida: 95 %**

**Pantalla: digital**

**Dimensiones (An x L x Alt): 240 x 420 x 35 mm**

**Peso: 6 kg**

**Grado de protección: IP 32**

**Fuente de alimentación: 115/230 V, 50/60 Hz**



Code	Description	Packaging
LLG09720650	Magnetic stirrer POLY 15grey, with 15 s	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

