

**Dispensador para botellas ceramus<sup>®</sup>****Hirschmann****Dispensador para botellas ceramus<sup>®</sup>**

Nueva tecnología de dispensadores de los equipos de laboratorio Hirschmann, con pistones de cerámica. ceramus<sup>®</sup> es una gama de dispensadores de alta precisión para botellas para casi todos los líquidos.

- Válvulas de recirculación respetuosas con el medio ambiente y que ahorran reactivos
- Pistones de cerámica resistentes
- Selección de volumen simple y autobloqueante
- Cuando no se utilizan, los pistones pueden bloquearse y los tubos de suministro pueden taparse para evitar la pérdida de reactivo.
- Las graduaciones de intervalo fijo dan una excelente reproducibilidad
- El cuello de rosca de 45 mm y los adaptadores suministrados permiten el uso con una variedad de botellas de depósito
- El pistón de acción suave minimiza la fatiga del operador durante la dispensación en serie
- Los materiales de construcción de alta calidad proporcionan una larga vida operativa
- Autoclavable a 121°C

**Material de suministro:** ceramus<sup>®</sup> completo con adaptadores de rosca A 45mm, 3 adaptadores de rosca (A 32, S 40 botellas Merck y A 38), 1 tubo de succión con acoplamiento de rosca, 1 unidad de tubo de descarga completa, 1 llave inglesa para la válvula, con número de serie individual e informe de calibración único.



Code	Description	Packaging
LLG09287800	CERAMUS dispenservol. 0,2-1,0ml, grad.	1 pz.
LLG09287801	CERAMUS dispenservol. 0,4-2,0ml, grad.	1 pz.
LLG09287802	CERAMUS dispenservol. 1,0-5,0ml, grad.	1 pz.
LLG09287803	CERAMUS dispenservol. 2,0-10,0ml, grad	1 pz.
LLG09287804	CERAMUS dispenserVol. 5-30ml, grad. 0,5	1 pz.
LLG09287805	CERAMUS dispenservol. 10-60ml, grad 1,0	1 pz.
LLG09287806	CERAMUS dispenser 1ml	1 pz.
LLG09287807	CERAMUS dispenser 2ml	1 pz.
LLG09287808	"Dispensers ""Ceramus""5,0ml fixed"	1 pz.
LLG09287809	CERAMUS dispenser 10ml	1 pz.
LLG09287815	CERAMUS dispenser 25ml	1 pz.
LLG09287816	Ceramus Dispenser Fix 50	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

