

**Soporte de pipeta universal para micropipetas mono y multicanal**

Heathrow Scientific LLC

Soporte de pipeta universal para micropipetas mono y multicanal

- Contiene hasta 8 pipetas monocanal, 4 pipetas multicanal o una combinación de ambas pipetas.
- Para todas las marcas de pipetas
- Los insertos en los soportes superiores se pueden agregar o quitar para acomodar el ajuste de diferentes anchos de pipeta
- La base ponderada permite extraer o reemplazar las pipetas fácilmente con una sola mano
- Las pipetas se mantienen en posición vertical para ayudar a prevenir la contaminación
- Variadas opciones de colores permiten la localización por código de colores de las pipetas
- Dimensiones (An x Alt): 229 x 408 mm



Code	Description	Packaging
LLG06290241	Universal pipette stand clear/assorted	1 pz.
LLG06290246	Universal pipette stand purple/clear	1 pz.
LLG06290247	Universal pipette stand blue/green	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

