

**Micropipetas monocanal LLG, volumen variable****LLG Labware****Micropipetas monocanal LLG, volumen variable
Disponibles con volumen fijo o ajustable****Forma ergonómica para un pipeteado muy cómodo**

La forma redondeada y el agarre suave único de la pipeta LLG garantizan un manejo seguro y cómodo. El pipeteado requiere un esfuerzo mínimo para reducir el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI).

Máxima precisión y exactitud

El aislamiento térmico de los componentes internos, utilizando el innovador mango blando, mejora la precisión.

Sistema de expulsión universal

La operación de émbolo de dos pasos permite el pipeteado inverso. Esto también facilita la dispensación de la última gota mediante movimientos suaves del émbolo. Se garantiza una alta precisión y exactitud.

Botón para un manejo rápido del código de color

El código de color permite una elección rápida de la pipeta correcta dependiendo del volumen que se va a pipetear (ver columna correspondiente en la tabla adjunta).

Fácil mantenimiento y ajuste

El ajuste del volumen es fácil y preciso, usando la tecla incluso con guantes. El mantenimiento y el ajuste se realizan en pocos minutos con únicamente una herramienta (incluida en el material de suministro).

Pipeteado sin contaminación

La pipeta es esterilizable por completo en el autoclave y eso garantiza un pipeteado libre de contaminación.

Satisfacción garantizada

Cada pipeta es testada individualmente y calibrada dos veces, conforme a las normas EN ISO 8655 y DIN 12600. Se incluye un



certificado.

Fabricada en Alemania. Certificado CE.

Code	Description	Packaging
LLG09280000	LLG-microliter pipettor, 1-channelvaria	1 pz
LLG09280001	LLG-microliter pipettor, 1-channelvaria	1 pz
LLG09280002	LLG-microliter pipettor, 1-channelvaria	1 pz
LLG09280003	LLG-microliter pipettor, 1-channelvaria	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09280004	LLG-microliter pipettor, 1-channelvaria	1 pz
LLG09280005	LLG-microliter pipettor, 1-channelvaria	1 pz
LLG09280006	LLG-microliter pipettor, 1-channelvaria	1 pz
LLG09280007	LLG-microliter pipettor, 1-channelvaria	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

