

**Micropipetas monocanal LLG, volumen variable****LLG Labware****Micropipetas monocanal LLG, volumen variable  
Disponibles con volumen fijo o ajustable****Forma ergonómica para un pipeteado muy cómodo**

La forma redondeada y el agarre suave único de la pipeta LLG garantizan un manejo seguro y cómodo. El pipeteado requiere un esfuerzo mínimo para reducir el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI).

**Máxima precisión y exactitud**

El aislamiento térmico de los componentes internos, utilizando el innovador mango blando, mejora la precisión.

**Sistema de expulsión universal**

La operación de émbolo de dos pasos permite el pipeteado inverso. Esto también facilita la dispensación de la última gota mediante movimientos suaves del émbolo. Se garantiza una alta precisión y exactitud.

**Botón para un manejo rápido del código de color**

El código de color permite una elección rápida de la pipeta correcta dependiendo del volumen que se va a pipetear (ver columna correspondiente en la tabla adjunta).

**Fácil mantenimiento y ajuste**

El ajuste del volumen es fácil y preciso, usando la tecla incluso con guantes. El mantenimiento y el ajuste se realizan en pocos minutos con únicamente una herramienta (incluida en el material de suministro).

**Pipeteado sin contaminación**

La pipeta es esterilizable por completo en el autoclave y eso garantiza un pipeteado libre de contaminación.

**Satisfacción garantizada**

Cada pipeta es testada individualmente y calibrada dos veces, conforme a las normas EN ISO 8655 y DIN 12600. Se incluye un



certificado.

Fabricada en Alemania. Certificado CE.

<b>Code</b>	<b>Description</b>	<b>Packaging</b>
LLG09280000	LLG-microliter pipettor, 1-channelvaria	1 pz
LLG09280001	LLG-microliter pipettor, 1-channelvaria	1 pz
LLG09280002	LLG-microliter pipettor, 1-channelvaria	1 pz
LLG09280003	LLG-microliter pipettor, 1-channelvaria	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09280004	LLG-microliter pipettor, 1-channelvaria	1 pz
LLG09280005	LLG-microliter pipettor, 1-channelvaria	1 pz
LLG09280006	LLG-microliter pipettor, 1-channelvaria	1 pz
LLG09280007	LLG-microliter pipettor, 1-channelvaria	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

