



Soporte para micropipetas monocanal y multicanal, para los modelos Calibra[®] y Acura[®]

Socorex

Soporte para micropipetas monocanal y multicanal, para los modelos Calibra[®] y Acura[®]

El diseño innovador se adapta a todos los modelos Calibra[®] y Acura[®]. Fácil acceso a cada instrumento. La pesada placa base y las almohadillas antideslizantes garantizan una gran estabilidad. Construcción en poliamida.



Code	Description	Packaging
LLG09411505	Pipette rack for 3 pip. Socorex	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

