

**Electrodo combinado de pH, electrolito líquido, SenTix[®] rellenable****WTW****Electrodo combinado de pH, electrolito líquido, SenTix[®] rellenable**

Electrodos combinados de pH estándar con eje de vidrio, electrolitos no sólidos. Con cable fijo (1m). Sen Tix[®] 60 con cabezal de rosca (combinación de cable AS/DIN o AS/BNC que se solicita aparte).

Especificaciones**Rango de temperatura: 0 ... 100 °C****Rango de pH: 0 ... 14 pH****Longitud / diám.: 120 / 12 mm****Electrolito: Líquido, KCl 3 mol/l****Diafragma: Platino****Forma de la membrana: Cónica****Resistencia de la membrana a 25°C: 600 M Ω ?****Tapa del agujero de rellenado: Deslizable**

Code	Description	Packaging
LLG09040842	pH electrodes,with liquid electrolyteSe	1 pz.
LLG09040843	pH electrodes,with liquid electrolyteSe	1 pz.
LLG09040844	pH electrodes,with liquid electrolyte,w	1 pz.
LLG09040881	pH electrodes with liquid electrolyteSe	1 pz.
LLG09040886	pH electrodes with liquid electrolyte a	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

